

# Реферат Обмен Белков, Его Возрастные Особенности

Особенности водно-солевого обмена и синдромы его нарушения. Скорость синтеза белка в различные возрастные периоды. Окисление, его особенности. Возрастные особенности биохимического состояния организма. ВЫПОЛНЕНИЕ тестовых заданий, написание рефератов, самостоятельная работа. Соединений в обмене углеводов и ЛИПИДОВ. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. Снижение содержания белков в рационе или его. ОБМЕН БЕЛКОВ.

Возрастные особенности системы крови и кровообращения Содержание 1. Возрастные особенности количества и состава крови 2. Сердце и его возрастные особенности 3. Возрастные особенности системы кровообращения 4. Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку • Возрастные особенности количества и состава крови. Количество крови в организме человека меняется с возрастом.

Временная инструкция по организации и проведению дезинфекционных. Должностная инструкция. Режим мытья столовой посуды. Ополаскивание посуды. 1 Мытье столовой посуды. По санитарной обработке яиц в школьной столовой. Санитарные требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных. [Инструкция по мытью столовой посуды в лпу.](#)

У детей крови относительно массы тела больше, чем у взрослых. У новорожденных кровь составляет 14,7% массы, у детей одного года – 10,9%, у детей 14 лет – 7%. Это связано с более интенсивным протеканием обмена веществ в детском организме. Общее количество крови у новорожденных в среднем составляет 450-600 мл, у детей 1 года – 1,0-1,1 л, у детей 14 лет – 3,0-3,5 л, у взрослых людей массой 60-70 кг общее количество крови 5-5,5 л. У здоровых людей соотношение между плазмой и форменными элементами колеблется незначительно (55% плазмы и 45% форменных элементов).

У детей раннего возраста процентное содержание форменных элементов несколько выше. Количество форменных элементов крови также имеет свои возрастные особенности. Так, количество эритроцитов (красные кровяные клетки) у новорожденного составляет 4,3-7,6 млн. На 1 мм<sup>3</sup> крови, к 6 месяцам количество эритроцитов снижается до 3,5-4,8 млн. На 1 мм<sup>3</sup>, у детей 1 года – до 3,6-4,9 млн. На 1 мм<sup>3</sup> и в 13-15 лет достигает уровня взрослого человека.

[Драйвера для ноутбука msi ge60.](#) Оплатить покупку клавиатуры для ноутбука MSI A6200 CX605 CR630 CX705 GE60 черное можно наличными, электронными деньгами, банковской картой, по банковскому счету, наложенным платежом или по безналичному расчету. Доставить товар возможно с помощью услуг нашего курьера по Москве, с помощью курьерской компании или по почте России.

Надо подчеркнуть, что содержание форменных элементов крови имеет и половые особенности, например, количество эритроцитов у мужчин составляет 4,0-5,1 млн. На 1 мм<sup>3</sup>, а у женщин – 3,7-4,7 млн. Осуществление эритроцитами дыхательной функции связано с наличием в них гемоглобина, являющегося переносчиком кислорода. Содержание гемоглобина в крови измеряется либо в абсолютных величинах, либо в процентах. За 100% принято наличие 16,7 г гемоглобина в 100 мл крови. У взрослого человека обычно в крови содержится 60-80% гемоглобина.

Причем содержание гемоглобина в крови мужчин составляет 80-100%, а у женщин – 70-80%. Содержание гемоглобина зависит от количества эритроцитов в крови, питания, пребывания на свежем воздухе и других причин. Содержание гемоглобина в крови также меняется с возрастом. В крови новорожденных количество гемоглобина может варьировать от 110% до 140%. К 5-6-му дню жизни этот показатель снижается. К 6 месяцам количество гемоглобина составляет 70-80%. Затем к 3-4 годам количество гемоглобина несколько увеличивается (70-85%), в 6-7 лет отмечается замедление в нарастании содержания гемоглобина, с 8-летнего возраста вновь нарастает количество гемоглобина и к 13-15 годам составляет 70-90%, т.

Или драже 2 раза/сут с интервалом между приемами в 2 ч). Для профилактики рецидивов ОРВИ у часто болеющих респираторными вирусными инфекциями пациентов Курантил N25 и Курантил 25 назначают по 100 мг/сут (по 2 таб. [Буронил инструкция применения.](#)

[Игра Мудрый Крол, Eros Ea-5003 Инструкция, Windows Nt 6.0.6000](#)